

VEM-200

Máscara térmica para ojos con USB

Proporciona compresas tibias efectivas para ojos secos

- Se adapta mejor a la cara con una tira ajustable en la zona nasal
- Se apaga automáticamente después de 12 minutos de calentamiento
- La hoja removible se puede lavar a máquina



○ 39°C/102°F ○ 41°C/106°F ○ 44°C/111°F



VisuScience Meditech Co., Ltd.

Distribuidor

Dirección: Habitación 501,503 No. 99 Furongzhongsan Rd.,
Wuxi, Jiangsu, China


Correo electrónico: info@visuScience.com

Web: www.visuScience.com



Escanear para obtener detalles

Anatomía de la película lagrimal y las glándulas de Meibomio



Capa lipídica (aceite):

lubrica y previene la evaporación

Capa acuosa (agua):

nutre y protege la córnea


Capa mucínica:

adhiera las lágrimas al ojo

Glándulas de Meibomio:


crean la capa lipídica (aceite) de la película lagrimal, un bloqueo puede provocar ojo seco evaporativo

Use iFlo para aliviar la disfunción de las glándulas de Meibomio




La máscara para ojos secos iFlo calienta los párpados superior e inferior con precisión para suavizar el aceite bloqueado dentro de las glándulas de Meibomio.

Después de calentar, parpadee fuerte para exprimir el aceite amarillento y el aceite claro y saludable fluirá naturalmente de nuevo.



antes de calentar



después de calentar